



Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co.,Ltd.

Add: Zoncare Building, No. 380, High-tech 2nd Road, Eastlake High-tech
Development Zone, Wuhan, Hubei 430206 P. R. China.
Tel: +86-27-8777 0203 Fax: +86-27-8777 0581

Email: info@zoncare.com <http://www.zoncare.com>

2021 Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous les droits sont réservés. Spécifications sujettes à modifications sans préavis.



PM-7000D

Moniteur de Patient Multi-Paramètres

zoncare



Le moniteur patient PM-7000D répond aux exigences cliniques de base dans divers environnements. Couvrant tous les types de patients.

- Opération tactile (en option)
- Écran haute résolution de 12,1 pouces & Touches de raccourci intuitives qui améliorent l'efficacité de travail
- Conception de la poignée, pratique à transporter
- Connexion au CMS, réalisant la surveillance à distance
- Plusieurs interfaces externes, wifi intégré (optionnel)
- Imprimante Thermique Interne (optionnel)



Sans ventilateur



Appel Infirmière



Mode Nuit



Impression



Stockage de Données



Transmission des Données

Plusieurs Modes de Réseautage

Zoncare fournit une solution extrêmement flexible pour surveiller l'état de patient n'importe où, n'importe quand, même lorsque vous êtes loin de l'environnement clinique ou dans l'ambulance.



LAN



WIFI



À distance



ANT

Moniteur de patient haute performance conçu pour l'utilisation clinique

PM-7000D est un produit développé en fonction des besoins cliniques, avec des performances de mesure de paramètres précises, une expérience de fonctionnement simple et supérieure et des accessoires haut de gamme.

ECG

Algorithme iMAC ECG - L'algorithme de niveau de diagnostic, développé et conçu sur la base d'un électrocardiogramme de diagnostic professionnel et précis.

NIBP

La technologie d'oscillométrie Zoncare, qui se rapproche de la méthode auscultatoire, offre plus de précision et une cohérence de mesure répétée. Elle peut détecter avec précision les points de pression artérielle réels et possède une forte résistance au mouvement et des performances de mesure de haute et basse pression..

SpO₂

FASP SpO₂, la technologie de mesure est incluse dans le PM-7000D, qui peut mesurer avec précision SpO₂, PR et PlIndex. Le SpO₂ peut être détecté avec précision dans la plage de 40% à 100%, et l'indice PI peut atteindre 0,057% au plus bas. Il a une forte capacité anti-interférence et des performances de perfusion très faibles.

PR (Fréquence du Poulx)

PR peut être obtenu à partir d'ECG, SpO₂ ou NIBP.

Le PM-7000D a la fonction de gestion et d'exportation de journal, l'appel d'infirmière et le réglage de touche de limite d'alarme. Il a également la fonction d'ajustement automatique de la tonalité du poulx grâce au changement de la voix haute et basse de SpO₂. Par conséquent, les cliniciens peuvent facilement connaître les changements dans les signes vitaux du patient.

Stockage Massif

2000

NIBP Records

2000

Alarm Events

120 hrs

GraphicsTrends

120 hrs

TabularTrends

120 mins

Minitrend


8 mins

Oxy CRG

48 hrs

Full Waveform

Sept Interfaces d'Affichage



Revue NIBP



Normal

Minitrend

Big Numerics



Oxy CRG

ECG half screen 7 leads

ECG Plein Écran 7 Dérivations