


Design Ergonomique

iMAC 300 intègre la praticité, l'esthétique et l'intelligence en un.
C'est une machine ECG 3 pistes très rentable.



Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co.,Ltd.
Add: Zoncare Building, No. 380, High-tech 2nd Road, Eastlake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei 430206 P. R. China.
Tel: +86-27-8777 0203 Fax: +86-27-8777 0581
Email: info@zoncare.com <http://www.zoncare.com>
© 2021 Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.

iMAC300
Pratique et Intelligent
ECG Machine 3 Pistes





Performance



ECG Traditionnel iMAC

Forme d'onde Précise

- Acquisition et affichage synchrones à 12 dérivations
- Taux d'échantillonnage numérique de 32000Hz
- Convertisseur A / N de 24 bits
- Avec la réponse en fréquence ultra-large de 0,01 à 350 Hz, il peut acquérir des signaux de patients, des enfants aux personnes âgées


La technologie de filtrage adaptatif iFilter d'origine améliore considérablement la qualité du signal ECG

Algorithme de Glasgow

L'algorithme ECG de Glasgow a plus de 40 ans d'histoire et est considéré comme l'un des 3 meilleurs algorithmes d'interprétation ECG de repos au monde. Il peut réaliser l'auto-diagnostic. Avec sa puissante base de données, l'algorithme de Glasgow peut fournir un diagnostic plus précis basé sur le sexe, l'âge, la race et les antécédents médicamenteux. De plus, cet algorithme s'est avéré plus sensible et plus spécifique pour la détection de l'IM d'élévation ST que les critères ESC / AAC.




Fonction



➤ Avec la fonction de prévisualisation des rapports, les cliniciens peuvent garantir la qualité du signal, ajuster l'affichage de la forme d'onde et modifier les interprétations. De plus, les interprétations peuvent être facilement choisies dans le modèle de diagnostic.

	ID	Name	Gender	Type	Status
1	20200701124201	CLAUDIA		ECG-12	👍
2	20200701124105	DESDEMONA		ECG-12	👍
3	20200701123933	CECILIA		ECG-12	👍
4	20200701123845	DANA		ECG-12	👍
5	20200701123658	JACK		ECG-12	👍

➤ Equipée de la fonction de gestion de rapport, il prend en charge la prévisualisation, la requête, l'édition, l'impression et la transmission de rapport.



➤ Supporter le mode d'échantillonnage en temps réel, pré-échantillonnage, déclenchement-échantillonnage et périodique. Et l'histogramme R-R et le diagramme R-R sont disponibles.

Connectivité

iMAC 300 peut se connecter au réseau par WiFi et par câble. Le rapport peut être transmis directement aux formats PNG / DCM / XML / HL7 / PDF / JPG / GDT / ZQECG au système d'information de l'hôpital via un protocole de transmission standard international tel que DICOM, HTTP, FTP et SAMBA. .

